



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

CZ

Montážní instrukce Stativ

Strana 2

KERN FEJ-A05

Verze 1.0 03/2006

FEJ-A05-BA-cz-0610


CZ

KERN FEJ-A05

Verze 1.0 03/2006

Montážní instrukce stativu

Montážní instrukce týkající se použití stativu



- A** Knoflík pro nastavení displeje
- B** Kryt kabelového zásobníku
- C** Knoflíky
- D** Kabelový zásobník
- E** Zabezpečovací šroub k připevnění displeje. Nutno instalovat!
- F** Kabelový kryt. Odšroubovat 6 šroubů umístěných na bocích.
- G** Úchyt stativu
- H** Kryt úchytu stativu
- I** Vodováha
- J** Šroubovací nožičky

Pohled z boku:

