



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

NL


Montage-instructie Statief

Pagina 2

KERN FEJ-A05

Versie 1.0 03/2006

FEJ-A05-BA-nl-0610

Montageaanwijzing betreffende het gebruik van het statief

- A** Knop voor positioneren van het display
- B** Bescherming van de kabelcontainer
- C** Draaiknoppen
- D** Kabelcontainer
- E** Beschermingsschroef voor bevestiging van het display. Noodzakelijk opleggen!
- F** Kabelbuis voor plaatsing van de kabel. 6 schroeven aan de kanten losdraaien.
- G** Statiefgreep
- H** Bescherming van de statiefgreep
- I** Libel (waterpas)
- J** Schroefvoeten

Zijaanzicht:

