



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Zusatzbeschreibung Supplementary instructions Instructions supplémentaires

## **KERN MBP, MCP, MPP, MTP, MWP**

Version 1.0  
09/2011

Durch die geänderten Bestimmungen der Richtlinie 2009/23/EC ist es nicht mehr möglich die Wägeeinheit der Waage auf „lb“ umzustellen.

Due to changed regulations of the guideline 2009/23/EC it's no longer possible to change the weighing unit of the scale into "lb".

À cause des conventions changées de la directive 2009/23/EC il n'est plus possible de changer l'unité de pesée de la balance en "lb".

Deutsch  
English  
Français