



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0  
Факс: +49-[0]7433-9933-149  
Сайт: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

RUS

**Инструкция по монтажу  
Стойка**

Страница 2

---

---

# **KERN FEJ-A05**

Версия 1.0 03/2006

---

---

**FEJ-A05-BA-rus-0610**


**RUS**

# KERN FEJ-A05

Версия 1.0 03/2006

## Инструкция по монтажу стойки

### Указание относительно монтажа и применения стойки



- A** Вороток для позиционирования дисплея
- B** Крышка отсека кабеля
- C** Вороток
- D** Отсек кабеля
- E** Стопорный болт крепления дисплея. Обязательно закладывать!
- F** Кабельный туннель для размещения кабеля. Открутить 6 болтов на боковых гранях стойки.
- G** Держатель стойки
- H** Крышка держателя стойки
- I** Сферический уровень (уровень)
- J** Регулируемые ножки для выравнивания

Вид сбоку:

