



KERN ITS-ITT

Contagem das mais pequenas peças em grandes quantidades
Resolução de contagem a partir de 1,2 milhões de pontos

Entrega 8 dias

3 anos de garantia

DE FÁBRICA OPCIONAL

Aferição

Certificado +3 dias

Adequabilidade multusos:

- Cada balança pode ser utilizada individualmente
- Comutação por tecla do modo de contagem para o modo de pesagem

OPCIONAL



Programa de afinação (CAL):
Para o ajustamento da precisão de pesagem. Necessita um peso padrão externo.

Contagem de peças:
Número de peças de referência seleccionável. Comutação das unidades de peças para pesos.

Interface de dados: O tipo de interface encontra-se indicado no pictograma Definição, ver pág. 88.

Adaptador de corrente:
230 V/50Hz, de série, standard Alemanha. Mediante solicitação também standard GB, AUS ou USA.

DE FÁBRICA OPCIONAL

Aferição

Certificado +3 dias

KERN ITS

Balança de quantidades

Esta balança realiza a contagem de peças com elevada precisão.
Escolha uma opção:
KERN ITS para aplicações estandarizadas.
KERN ITT para entradas individuais através do bloco de teclas.
Para mais detalhes, ver pág. 54/55

Outras balanças de referência para conexão alternativa

KB-N **572** **FTC**
Página 22 Pág. 23 Pág. 71
Consulte-nos, s.f.f.

KERN EW 220-3NM

Balança de referência

Esta balança é responsável pela medição exacta do peso da peça (= peso de referência ou de contagem). A balança de referência está ligada à balança de quantidades por um cabo de interface.
KERN EW xxx -NM
Balança de referência
Para mais detalhes, ver pág. 28/29

Etiquetadora
com formato de imagem ajustável e função código de barras,
KERN YKL-01

Requere uma segunda interface de dados,
KERN ITB-A09
Todas impressoras, ver pág. 94

*Preço por completo: Balança de quantidades **KERN ITS** ou **ITT**, balança de referência **KERN EW-N**, interface de dados, cabo de interface

Sistema de contagem	Balança de quantidades				Prato de pesagem	Balança de referência				OPÇÃO	
	KERN	Gama de pesagem Max kg	Leitura d g			KERN	Gama de pesagem Max g	Leitura d g	Peso parcial inf. contagem de peças. g/Unid.	Aferição	M III
ITS-P70	ITS 35K1IP	35	1	A	EW 220-3NM	220	0,001	0,005			
ITS-P71	ITS 60K2LIP	60	2	B	EW 220-3NM	220	0,001	0,005			
ITS-P72	ITS 60K2LIP	60	2	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05			
ITS-P73	ITS 150K5IP	150	5	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05			
ITT-P70	ITT 35K1IP	35	1	A	EW 220-3NM	220	0,001	0,005			
ITT-P71	ITT 60K2LIP	60	2	B	EW 220-3NM	220	0,001	0,005			
ITT-P72	ITT 60K2LIP	60	2	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05			
ITT-P73	ITT 150K5IP	150	5	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05			
Se a aferição for obrigatória, deve ser encomendada ao mesmo tempo pois não é possível efectuar uma aferição posterior.											
ITS-P76	ITS 35K5DIPM	15 35	5 10	A	EW 220-3NM	220	0,001	0,005		950-128-127	
ITS-P77	ITS 60K10DLIPM	30 60	10 20	B	EW 220-3NM	220	0,001	0,005		950-129-127	
ITS-P78	ITS 60K10DLIPM	30 60	10 20	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05		950-129-127	
ITS-P79	ITS 150K20DIPM	60 150	20 50	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05		950-129-127	
ITT-P76	ITT 35K5DIPM	15 35	5 10	A	EW 220-3NM	220	0,001	0,005		950-128-127	
ITT-P77	ITT 60K10DLIPM	30 60	10 20	B	EW 220-3NM	220	0,001	0,005		950-129-127	
ITT-P78	ITT 60K10DLIPM	30 60	10 20	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05		950-129-127	
ITT-P79	ITT 150K20DIPM	60 150	20 50	B	EW 2200-2NM	2200	0,01	0,05		950-129-127	

74

Linha directa de pedido: ver verso do catálogo.

KERN – su socio de calibración DKD

elabora certificados de calibración DKD para balanzas y pesas de control en sus propios laboratorios acreditados. Tiene validez internacionalmente.

KERN es fabricante de pesas de control en todas las clases de tolerancia internacional
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3,
de 1 mg hasta 2000 kg

DKD = Servicio de ENAC Calibración Alemán



Nuestro distribuidor especializado