

KERN MCP Stoelweegschaal

Professionele geijkte stoelweegschaal – voetsteun en 4 wielen



Medische weegschalen 2011



NEW

Voetsteun en 4 wielen,
met handrem op de beide
achterste wielen



KERN MCP-WM

Uw vakhandelaar:



Medische
weegschalen
2011



Kenmerken:

- Geijkt volgens klasse III
- Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EWG
- Robuuste uitvoering voor het dagelijks gebruik in een professionele omgeving
- Voetsteun met antislip- en slijtagebestendig oppervlak van kunststof
- Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
- Dynamische wegingsfunctie ter vaststelling van een stabiel weegresultaat, ideaal voor onrustig zittende patiënten
- Data hold functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch "bevoren" tot op de toets HERHALEN wordt gedrukt
- BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
- Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur ca. 100 h, laadtijd ca. 8 h
- Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en contrastrijk LCD-scherm voor het gemakkelijk invoeren en afl ezen van patiëntwaarden zoals bijv. lengte ter berekening van de BMI
- Ruime zitkuip voor comfortabel en veilig zitten
- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Omlapbare armléuningen vergemakkelijken het plaats nemen en zorgen voor veilig zitten
- Gecombineerde staan-rol-Poten voor een veilige stabiliteit en hoge mobiliteit
- Alleen MCP-WM: voetsteun en 4 wielen, Verrijdbare uitvoering met handrem op de beide achterste wielen, groot afgebeeld

Opties:

- Grote voetsteun met antislip- en slijtagebestendige oppervlak van kunststof. Voor het comfortabel en ergonomisch plaatsen van patiëntvoeten. De geïntegreerde antikantelpootjes voorkomen dat de stoel bij het opstaan / vooroverbuigen kantelt. Totale afmetingen B x D x H 284x198x67 mm, Nettogewicht ca. 1,6 kg, **KERN MCP-A01**

Technische gegevens:

- LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen afleesinrichting B x D x H 182x155x95 mm
- Totale afmetingen W x D x H 600x790x950 mm
- Netadapter (extern) en geïntegreerd accupakket standaard
- Gegevensinterface RS 232 C incl. interfacekabel standaard
- Nettogewicht ca. 22 kg

⁶ In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct meebestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en de postcode nodig.

STANDAARD



OPTIE



Model	Weegbereik [Max] kg	Afl eesbaar- heid [d] kg	Ijkwaarde [e] kg	Wettelijk voorgeschreven Ijking		Optie DKD-kalibratiecertificaat	
				KERN		KERN	
MCP 220K100M	220	0,1	0,1	965-129		963-129	
MCP 220K100WM	220	0,1	0,1	965-129		963-129	

Pictogrammen:

Gegevensinterface: het soort interface wordt in het pictogram aangegeven.

Dynamische weegfunctie: trillingen worden uitgefilterd ter vaststelling van een stabiel weegresultaat.

Batterijvoeding: het juiste batterijtype wordt bij het betreffende toestel aangegeven.

Netadapter: 230V/50 Hz. Seriematig standaard NL, op aanvraag ook in andere uitvoeringen.

Tarreren: de uitlezing van een belaste weegschaal op nul zetten, bijv. bij- of uitwegen uit een recipiënt.