

KERN MGB Badkamerweegschaal


Design-badkamerweegschaal met glazen weegplateau



Uw vakhandelaar:



Medische
weegschalen
2011



Kenmerken:

- Edles Design treft precisie
- Bijzonder vlakke constructie vergemakkelijkt het opstappen
- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door rubberen pootjes
- Zeer eenvoudige bediening - de weegschaal kan met één voetdruk worden ingeschakeld
- Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Eenheidsomschakeling van kg naar lb mogelijk
- 1 Vlakke constructie voor veilige stabiliteit en ruimtebesparende opslag
- 2 Grote, contrastrijke display, vergemakkelijkt het aflezen
- 3 Stabiel glazen weegplateau

Technische gegevens:

- LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Totale afmetingen B x D x H 290x290x40 mm
- Inclusief batterijen, 3V CR2032
- Nettogewicht ca. 2,1 kg

STANDAARD



OPTIE



Model	Weegbereik [Max] kg	Aflaesbaarheid [d] kg	Optie DKD-kalibratiecertificaat	
			KERN	
MGB 150K100	150	0,1	963-129	

Pictogrammen:



Weegeenheden: d.m.v. toetsdruk omschakelbaar bijv. naar niet-metrische eenheden. Zie weegschaalmodel.



Batterijvoeding: het juiste batterijtype wordt bij het betreffende toestel aangegeven.