

KERN ODC824



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Funzioni

Sistema operativo supportato: Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 164 x 164 x 75 mm

Peso lordo: 1 kg

Peso netto: 582,900 g

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni (LxPxA): 80 x 80 x 45 mm

Dimensioni del sensore: 1/2"

Risoluzione: 3,100 MP

Sensore: CMOS

Piktogramme

STANDARD

