

# KERN ODC831



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



## Funzioni

Sistema operativo supportato: Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 164 x 164 x 75 mm

Peso lordo: 1 kg

Peso netto: 582,900 g

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

## Forma

Dimensioni (LxPxA): 80 x 80 x 45 mm

Dimensioni del sensore: 1/3"

Risoluzione: 3,100 MP

Sensore: CMOS

## Piktogramme

### STANDARD

