

Productbrochure

08.08.2026

KERN SET-46

EasyTouch Backup Scheduler - Back-up en herstel van gegevens

NEDERLANDS

Software EasyTouch


SET-46

**Backup
Scheduler**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- **Opmerking:** als basis voor deze set is SET-01 Base nodig
- **Back-up planner:** Automatiseer uw gegevensback-ups en profiteer van continue, geplande processen die uw waardevolle informatie op de achtergrond veiligstellen
- **Automatische gegevensback-ups:** Bespaar tijd en geld met automatische back-ups op vaste intervallen. Dit zorgt voor consistente en betrouwbare gegevensopslag, vermindert downtime en minimaliseert het risico op gegevensverlies bij storingen
- **Configuratie back-upbestand:** Gebruikers kunnen de naam van het back-upbestand aanpassen, inclusief een hoofdnaam en een tijdstempel als postfix. De back-upmap en het type back-up - een nieuw bestand maken, een bestaand bestand overschrijven of uitbreiden - kunnen ook worden aangepast
- **Back-up interval:** Het interval voor back-ups kan worden ingesteld in uren, meerdere keren of eenmaal per dag, wekelijks, maandelijks en jaarlijks
- **Zekering berichten:** Elke automatische gegevensback-up wordt weergegeven in de back-upmap met de bestandsnaam als link naar het back-upbestand
- **Back-upgeschiedenis:** De voortgang en status van alle back-ups worden bijgehouden en kunnen op elk moment worden getraceerd
- **Herstellen:** In geval van een storing kan de laatst opgeslagen back-up eenvoudig worden hersteld met de functie "Herstellen"

Licentie-informatie

- **Omvang van de licentie:** één licentie kan op een device (pc, laptop, Android-tablet) worden gebruikt

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- als basis voor deze set is SET-01 Base nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



KERN Overzicht pictogrammen



EasyTouch: Geschikt voor aansluiting, gegevensoverdracht en bediening via PC of tablet



Centraal gebruikersbeheer voor KERN EasyTouch-functies. Er kunnen primaire stamgegevens van een gebruiker, zoals voornaam, achternaam en afbeelding opgeslagen worden. Elke gebruiker krijgt een gebruikersrol toegewezen, waarmee hij over individueel configureerbare rechten in de KERN EasyTouch-app beschikt. Door deze structuur kunnen standaardgebruikers, supervisor gebruikers enz. worden aangelegd. Om in de KERN EasyTouch app-in te loggen, is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.



In dit geheugen worden alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens opgeslagen. Dit gebeurt op de lokale afleeseenheid of centraal, voor alle aangesloten weegsystemen, op een serverdirectory (Save Data Server of Save Data Cloud). Dynamische gegevens kunnen op elk moment weer worden opgeroepen of geprint of in tabelvorm worden geëxporteerd.



Alle gegevens worden beveiligd tegen manipulaties opgeslagen. Gewijzigde stamgegevens worden tevens opgeslagen in het dynamische interne geheugen en beveiligd tegen manipulaties (Data Traceability).



Apparaatkwalificatie: normconform kwalificatieconcept dat de volgende validatiediensten omvat: installatiekwalificatie (IQ), functiekwalificatie (OQ)



Centrale, interne opslagfunctie voor de extra opslag van alle meetgegevens op een centrale, lokale serverdirectory. Hier worden de meetgegevens opgeslagen van alle, via KERN EasyTouch aangesloten weegsystemen en vanuit alle geïnstalleerde KERN EasyTouch-apps. Speciaal voor gebruikers met meerdere weegsystemen bestaat daardoor het voordeel dat alle weeggegevens in maar één databank geconsolideerd zijn en afzonderlijke meetgegevens van verschillende weegschalen in maar één tabel hoeven te worden opgezocht. De Save Server gegevensopslag is eveneens beschermd tegen manipulaties en kan niet gewijzigd worden.