

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN SET-51

EasyTouch Audit Logs – Für kritische Wiegeprozesse

DEUTSCH

Software EasyTouch SET-51 **Audit Log**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs protokolliert alle Handlungen und Aktionen in EasyTouch, um eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten
- Audit Trail: Alle Aktionen werden manipulationssicher im System gespeichert und sind Audit Trail-konform, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen. Dies ist besonders in kritischen Branchen wie der Pharmaindustrie, der Herstellung von Nahrungsbegleitstoffen sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie unerlässlich, wo eine umfassende Dokumentation der Wiegeprozesse unverzichtbar ist
- Login und Logout: Jede An- und Abmeldung in EasyTouch wird mit Nutzernamen und Zeitstempel präzise protokolliert
- Benutzerverwaltung: Alle Aktionen bezüglich der Erstellung, Änderung oder Löschung von Benutzern werden zuverlässig in Audit Logs protokolliert
- Benutzerrollen: Auch die Verwaltung von Benutzerrollen, einschließlich ihrer Erstellung, Änderung oder Löschung, wird dokumentiert
- Stammdatenmanagement: Änderungen an Stammdaten, wie ihre Erstellung, Modifikation oder Löschung, werden ebenfalls festgehalten
- Messdatenprotokollierung: Sämtliche Mess- und Wiegeergebnisse aus allen aktiven EasyTouch Funktionen (hier aus Batch und Statistics) werden ebenfalls in Audit Logs aufgezeichnet
- Softwareeinstellungen: Veränderungen in den allgemeinen Einstellungen, einschließlich des Admin-Bereichs, werden im Audit Log vermerkt

Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf einem Endgerät (PC, Laptop, Android-Tablet) betrieben werden

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base

PIKTOGRAMME

Standard



Option



KERN Piktogramm-Übersicht



EasyTouch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet



Zentrale Benutzerverwaltung für KERN EasyTouch Funktionen. Zu einem Benutzer sind primäre Stammdaten, wie z. B. Vorname, Nachname, Bild hinterlegbar. Jedem Benutzer wird eine Benutzerrolle zugeordnet, die über individuell konfigurierbare Rechte in der KERN EasyTouch App verfügt. Durch diese Struktur können Standard-User, Supervisor-User etc. angelegt werden. Das Einloggen in die KERN EasyTouch App erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort.



In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiegedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerät oder zentral – für alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt bzw. in Tabellenform exportiert werden.



Alle Speicherdaten werden manipulationssicher gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)



Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ)



Zentrale Datenspeicherfunktion zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, über KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich.