

Folleto del producto

08.08.2026

KERN SET-51

EasyTouch Audit Logs: para procesos de pesaje críticos

ESPAÑOL

Software EasyTouch SET-51 **Audit Log**

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs registra todas las acciones y actividades en EasyTouch para garantizar una supervisión perfecta
- Registro de auditoría: Todas las acciones se almacenan en el sistema a prueba de manipulaciones y con registro de auditoría para cumplir las normas de seguridad más estrictas. Esto es especialmente importante en sectores críticos como la industria farmacéutica, la fabricación de ingredientes alimentarios y las industrias automovilística y aeronáutica, donde es esencial documentar exhaustivamente los procesos de pesaje
- Inicio y cierre de sesión: Cada inicio y cierre de sesión en EasyTouch se registra de forma precisa con el nombre de usuario así como la fecha y la hora
- Administración de usuarios: Todas las acciones relativas a la creación, modificación o supresión de usuarios se registran de forma fiable en los registros de auditoría
- Funciones de los usuarios: También se documenta la administración de las funciones de los usuarios, incluyendo su creación, modificación o supresión
- Administración de datos maestros: También se registran los cambios en los datos maestros, como su creación, modificación o supresión
- Registro de datos de medición: Todos los resultados de medición y pesaje de todas las funciones EasyTouch activas (en este caso desde Batch y Statistics) también se registran en registros de auditoría
- Configuración del software: Los cambios en la configuración general, incluida el área de administración, se anotan en el registro de auditoría

Información sobre licencias

- Alcance de la licencia: Una licencia puede emplearse en un terminal (ordenadores, portátiles o tabletas Android)

TENGA EN CUENTA PARA SU PEDIDO

- El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base

PICTOGRAMAS

Estándar



Opción



Resumen de pictogramas de KERN



EasyTouch: Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta



Administración central de usuarios para las funciones de EasyTouch de KERN. Para cada usuario se pueden programar datos maestros primarios como p. ej. el nombre, los apellidos y la foto. A cada usuario se le asigna un rol de usuario en el que se pueden configurar los derechos individualmente en la aplicación EasyTouch de KERN. Esta estructura permite crear un usuario estándar, otro supervisor, etc. El registro en la aplicación EasyTouch de KERN se realiza con el nombre del usuario y la contraseña.



En esta memoria se guardan todos los datos de pesaje y medición impresos y almacenados. Los datos se guardan en el indicador localmente, o bien de forma centralizada – para todos los sistemas de pesaje conectados – en un directorio del servidor (en Save-Data Server o en Save-Data Cloud). Los datos dinámicos se pueden consultar de nuevo en cualquier momento así como imprimir o exportar en forma de tabla.



Todos los datos de la memoria se guardan a salvo de manipulaciones. Las modificaciones de los datos maestros también se guardan de forma segura frente a las manipulaciones en una memoria de datos dinámica (trazabilidad de los datos)



Cualificación de dispositivos: concepto de cualificación normativo que abarca las siguientes prestaciones de validación: Cualificación de instalación (IQ), cualificación de función (OQ)



Función de memoria central de datos para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje conectados mediante EasyTouch de KERN, así como de todas las funciones de EasyTouch de KERN que haya instaladas. Especialmente los usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una sola base de datos, con lo que pueden buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. Los datos guardados en la memoria de Save-Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar.