

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN SET-51

EasyTouch Audit Logs - Per processi di pesatura critici

ITALIANO

Software EasyTouch SET-51 **Audit Log**

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 +49 7433 9933-0
 info@kern-sohn.com
 www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Nota: Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs registra tutte le azioni e le attività in EasyTouch per garantire un monitoraggio continuo
- Audit Trail: Tutte le azioni sono memorizzate nel sistema a prova di manomissione e sono conformi agli audit trail per soddisfare i più elevati standard di sicurezza. Ciò si rivela particolarmente importante in settori critici come l'industria farmaceutica, la produzione di sostanze alimentari concomitanti e l'industria automobilistica e aeronautica, dove è essenziale una documentazione completa dei processi di pesatura
- Accesso e logout: Ogni accesso e logout in EasyTouch viene registrato con precisione con il nome dell'utente e la marca temporale
- Amministrazione degli utenti: Tutte le azioni relative alla creazione, alla modifica o alla cancellazione degli utenti vengono registrate in modo affidabile nei log di audit
- Ruoli utente: Viene inoltre documentata l'amministrazione dei ruoli degli utenti, compresa la loro creazione, modifica o cancellazione
- Gestione dei dati anagrafici: Vengono registrate anche le modifiche ai dati anagrafici, come la loro creazione, modifica o cancellazione
- Registrazione dei dati di misurazione: Tutti i risultati di misurazione e pesatura di tutte le funzioni EasyTouch attive (ad eccezione di Batch e Statistics) vengono registrati anche negli Audit Log
- Impostazioni del software: Le modifiche alle impostazioni generali, compresa l'area di amministrazione, vengono annotate nell'Audit Log

Informazioni sulla licenza

- La licenza include: Una licenza può funzionare su un terminale (PC, laptop, tablet Android)

SI PREGA DI NOTARE PER IL VOSTRO ORDINE

- Il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base

PITTOGRAMMI

Di serie



Opzione



Panoramica dei pittogrammi KERN



EasyTouch: Adatto per la connessione, trasmissione e controllo dei dati tramite PC o tablet



Gestione centrale utenti per funzioni KERN EasyTouch. Per ogni utente si possono salvare i dati base primari, come per es. nome, cognome, immagine. A ogni utente viene assegnato un ruolo utente, che nell'app KERN EasyTouch dispone di diritti configurabili in modo personalizzato. Questa struttura permette di creare utente standard, utente supervisore ecc. Il login nell'app KERN EasyTouch avviene mediante nome utente e password.



In questa memoria sono salvati tutti i dati di pesata e di misurazione stampati e memorizzati. Il salvataggio avviene sull'apparecchio indicatore locale o a livello centralizzato – per tutti i sistemi di pesata collegati – in una server directory (Save Data Server o Save Data Cloud). I dati dinamici possono essere consultati in qualsiasi momento e stampati o esportati sotto forma di tabella.



Tutti i dati di memoria sono salvati in modo da non essere manipolabili. Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (Data Traceability)



Qualificazione apparecchio: concetto di qualificazione conforme alle normative, che comprende i seguenti servizi di validazione: Qualificazione dell'installazione (IQ), qualificazione del funzionamento (OQ)



Funzione centralizzata di salvataggio dati per la memorizzazione aggiuntiva di tutti i dati di misurazione in una server directory locale e centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata KERN EasyTouch collegati e di tutte le funzioni KERN EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save-Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile.