

Productbrochure

08.08.2026

KERN SET-51

EasyTouch Audit Logs - Voor kritische weegprocessen

NEDERLANDS

Software EasyTouch SET-51 **Audit Log**

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Opmerking: als basis voor deze set is SET-01 Base nodig
- SET-51 Audit Logs registreert alle acties en activiteiten in EasyTouch voor naadloze controle
- Controlespoor: Alle acties worden fraudebestendig opgeslagen in het systeem en voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Dit is vooral belangrijk in kritieke sectoren zoals de farmaceutische industrie, de productie van voedingsingrediënten en de auto- en luchtvaartindustrie, waar uitgebreide documentatie van weegprocessen essentieel is
- Aan- en afmelden: Elke aan- en afmelding in EasyTouch wordt precies gelogd met gebruikersnaam en tijdstempel
- Gebruikersadministratie: Alle acties met betrekking tot het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gebruikers worden betrouwbaar vastgelegd in auditlogs
- Gebruikersrollen: Het beheer van gebruikersrollen, inclusief het aanmaken, wijzigen of verwijderen ervan, is ook gedocumenteerd
- Beheer van stamgegevens: Wijzigingen in stamgegevens, zoals het aanmaken, wijzigen of verwijderen ervan, worden ook vastgelegd
- Registratie van meetgegevens: Alle meet- en weegresultaten van alle actieve EasyTouch-functies (hier van Batch en Statistieken) worden ook vastgelegd in auditlogs
- Software-instellingen: Wijzigingen in de algemene instellingen, inclusief het admin-bereik, worden in het auditlog vermeld

Licentie-informatie

- Omvang van de licentie: één licentie kan op een device (pc, laptop, Android-tablet) worden gebruikt

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- als basis voor deze set is SET-01 Base nodig

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



KERN Overzicht pictogrammen



EasyTouch: Geschikt voor aansluiting, gegevensoverdracht en bediening via PC of tablet



Centraal gebruikersbeheer voor KERN EasyTouch-functies. Er kunnen primaire stamgegevens van een gebruiker, zoals voornaam, achternaam en afbeelding opgeslagen worden. Elke gebruiker krijgt een gebruikersrol toegewezen, waarmee hij over individueel configureerbare rechten in de KERN EasyTouch-app beschikt. Door deze structuur kunnen standaardgebruikers, supervisor gebruikers enz. worden aangelegd. Om in de KERN EasyTouch app-in te loggen, is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.



In dit geheugen worden alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens opgeslagen. Dit gebeurt op de lokale afleeseenheid of centraal, voor alle aangesloten weegsystemen, op een serverdirectory (Save Data Server of Save Data Cloud). Dynamische gegevens kunnen op elk moment weer worden opgeroepen of geprint of in tabelvorm worden geëxporteerd.



Alle gegevens worden beveiligd tegen manipulaties opgeslagen. Gewijzigde stamgegevens worden tevens opgeslagen in het dynamische interne geheugen en beveiligd tegen manipulaties (Data Traceability).



Apparaatkwalificatie: normconform kwalificatieconcept dat de volgende validatiediensten omvat: installatiekwalificatie (IQ), functiekwalificatie (OQ)



Centrale, interne opslagfunctie voor de extra opslag van alle meetgegevens op een centrale, lokale serverdirectory. Hier worden de meetgegevens opgeslagen van alle, via KERN EasyTouch aangesloten weegsystemen en vanuit alle geïnstalleerde KERN EasyTouch-apps. Speciaal voor gebruikers met meerdere weegsystemen bestaat daardoor het voordeel dat alle weeggegevens in maar één databank geconsolideerd zijn en afzonderlijke meetgegevens van verschillende weegschalen in maar één tabel hoeven te worden opgezocht. De Save Server gegevensopslag is eveneens beschermd tegen manipulaties en kan niet gewijzigd worden.