

UNIDADE DE ILUMINACIÓN EXTERNA PARA MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS

PROFESSIONAL
MEASURING



2018

KERN Pictograma



Cabezal de microscopio giratorio 360 °

360°



Microscopio monocular
Para examinar con un solo ojo

MONO



Microscopio binocular
Para examinar con los dos ojos

BINO



Microscopio trinocular
Para examinar con los dos ojos y opción adicional de conexión de una cámara

TRINO



Condensador de Abbe
Con una elevada apertura numérica, para formación de haces de rayos de luz y enfoque de rayos de luz

ABBE



Iluminación halógena
Para una imagen especialmente luminosa y de gran contraste

HAL



Iluminación LED
Fuentes de luz fría, larga duración y ahorro de energía.

LED



Tipo de iluminación: luz reflejada
Para muestras no transparentes

IL



Tipo de iluminación: luz transmitida
Para muestras transparentes

TL



Iluminación fluorescente
Para microscopios estereoscópicos

FL



Iluminación fluorescente para microscopios de luz reflejada
Con lámpara de vapor de alta presión de 100 W y filtro

FL-HBO



Iluminación fluorescente para microscopios de luz reflejada
Con iluminación LED de 3 W y filtro

FL-LED



Unidad de contraste de fases
Para un contraste más intenso

PH



Elemento de campo oscuro/Unidad
Mejora del contraste por iluminación indirecta

DF



Unidad de polarización
Para la polarización de la luz

POLAR



Sistema al infinito
Sistema óptico corregido sin fin

INFINITY



Función zoom
En microscopios estereoscópicos

ZOOM



Sistema óptico paralelo
Para microscopios estereoscópicos, permite trabajar sin cansarse

PARALLEL



Medición de longitud
Escala integrada en el ocular

SCALE



Tarjeta SD
Para almacenamiento de datos

SD



Cámara digital USB 2.0
Para la transmisión directa de la imagen a un ordenador

USB 2.0



Cámara digital USB 3.0
Para la transmisión directa de la imagen a un ordenador

USB 3.0



Interfaz de datos WIFI
Para la transmisión de la imagen a un equipo de visualización móvil

WIFI



HDMI Cámara digital
Para la transmisión directa de la imagen a un equipo de visualización

HDMI



Software para el ordenador
para traspasar los valores de medición a un ordenador.

SOFTWARE



Compensación de temperatura automática (ATC)
Para mediciones de entre 10 °C y 30 °C

AUTO ATC



Protección antipolvo y salpicaduras IPxx
En el pictograma se indica el tipo de protección

IP



Alimentación por acumulador
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.

BATT



Alimentación por acumulador recargable
preparado para el funcionamiento con batería recargable

RECHARGE



Adaptador de corriente
230 V/50Hz. De serie estándar en EU. Por pedido especial también estándar para otros países (GB, USA, AUS)

230 V



Cable de alimentación
Integrada en la balanza. 230 V/50Hz estándar en EU. Otros estándares como p. ej. GB, AUS, USA a petición.

230 V



Envío de paquetes
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.

1 DAY

Abreviaturas

C-Mount	Adaptador para la conexión de cámara al microscopio trinocular
FPS	Tomas por segundo
H(S)WF	Campo muy (super) amplio (ocular con enfoque para personas que llevan gafas)
LWD	Distancia de trabajo amplia
N.A.	Apertura numérica

Cámara SLR	Cámara de reflejo especular
SWF	Campo superamplio (número de campo visual de ϕ mín. 23 mm con ocular de 10 aumentos)
W.D.	Distancia de trabajo
WF	Campo amplio (número de campo visual hasta ϕ 22 mm con ocular de 10 aumentos)

Por qué debería elegir ahora un microscopio KERN

Desde hace más de 170 años, KERN & SOHN es sinónimo de técnicas de pesaje y medición de alta precisión. Eso nos impulsa a la hora de desarrollar nuestra gama de microscopios y refractómetros.

En los tres últimos años hemos colaborado estrechamente con nuestros clientes y socios de fabricación para desarrollar una completa gama de de alta calidad.

Gracias a una coherente orientación al cliente, combinada con ideas ingeniosas y las técnicas más modernas disponibles, estamos orgullosos de ser un proveedor con excelente calidad y duración, que le ayudarán a ser lo más eficiente posible en su trabajo diario.

Para el desarrollo de nuestros microscopios nos hemos centrado en la mejor calidad óptica posible, para lo que hemos recurrido únicamente a cristal óptico de excelente calidad y las más modernas tecnologías. La iluminación halógena Philips de gama alta y la moderna iluminación LED generan imágenes muy nítidas y de gran contraste, convenciendo por su fiel representación cromática. Tiene que probarlo.

Sus ventajas:

- todas las piezas mecánicas se han desarrollado para que tengan una larga vida útil
- nos hemos centrado especialmente en la ergonomía de nuestros microscopios para permitir al usuario trabajar muchas horas en una posición cómoda y sin esfuerzos innecesarios
- nuestros microscopios van totalmente equipados y pueden emplearse de inmediato
- a destacar para 2018: el software para cámaras de KERN, le dejará maravillado por su facilidad de uso y lo intuitivo que es de manejar
- y mucho más...

Aproveche nuestra práctica “Lista de comprobación para microscopios y refractómetros”, con cuya ayuda podrá encontrar rápidamente todos los requisitos del instrumento a utilizar. Junto con nuestros especialistas en productos KERN podrá elegir el producto adecuado.

Y si no encontrase ningún microscopio adecuado de la gama estándar, estaremos encantados de configurar su propio microscopio.


Nuestro objetivo es desarrollar soluciones de producto adecuadas para el mercado, por eso, también en nuestra gama de microscopios y refractómetros, ofrecemos buena calidad a un precio competitivo. Eso es lo que nos motiva y por lo que trabajamos a diario.

Aproveche nuestra gama de productos actual, de mejor calidad aún, con una significativa reducción de precios que hemos conseguido eficientando los métodos de producción y aumentando las ventas a nivel mundial todo en beneficio de nuestros clientes.

¿Tiene alguna duda sobre nuestra gama de microscopios y refractómetros?

Su asesor personal de KERN estará encantado de echarle una mano de nuevo cuando lo desee.

Le deseo disfrute trabajando de forma eficiente con nuestros productos de óptica de KERN



Atentamente, Albert Sauter, Gerente

Sus ventajas

rápido

- Servicio de envío en 24 hrs. para productos de almacén – ordena hoy, mañana ésta en camino
- Línea directa de venta y servicio postventa de 08:00 – 17:00 horas

fiable

- Hasta 3 años de garantía
- Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001

versátil

- One-stop-shopping: desde microscopios hasta refractómetros, todo de una vez
- Encontrará rápidamente el producto que desea utilizando el “Quick-finder” en www.kern-sohn.com



Línea directa de pedido
+49 [0] 7433 9933-0



Correo electrónico
info@kern-sohn.com



Línea directa de servicio
+49 [0] 7433 9933-199



Fax para pedidos
+49 [0] 7433 9933-146



Tienda online
www.kern-sohn.com



Especialistas le asesorarán profesionalmente
de lunes a viernes entre las 8:00 y 17:00 horas



www.kern-sohn.com

Información sobre la disponibilidad actual del producto, ficha técnica de los productos, manuales de instrucciones, datos útiles, glosario técnico, material gráfico, etc. disponibles para su descarga junto con prácticas gamas de productos que le permitirán dar con el producto adecuado, así como un buscador de pesas de control y balanzas muy útil.

7 Unidad de iluminación externa para microscopios estereoscópicos

Iluminación de anillos y fuentes de luz fría



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

Características

- Para obtener una máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica, elija aquí la iluminación que prefiera
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto
- Ya se trate de la iluminación de anillos, que ahorra espacio, o de fuentes de luz fría con fibra óptica, nuestra gama satisfará cualquier necesidad
- Con el anillo de luz de polarización OZB-A7101, está disponible un excelente componente especialmente optimizado para ver superficies brillantes
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5 y OZG-4

NEW



OZB-A7101



OZB-A4571



OZB-A4572



OBB-A6102

Modelo	Intensidad de la iluminación	Diámetro interior	Temperatura del color	Puede atenuar	Puede dividirse en segmentos	Filtro de polarización	Precio sin IVA ex fábrica €
KERN		mm	K				
OZB-A4571	3W-LED	60	7000 - 11000	✓			90,-
OZB-A4572	3W-LED	60	6500 - 7000	✓	✓		140,-
OBB-A6102	4,5W-LED	63	ca. 7600	✓			135,-
OZB-A7101 <small>NEW</small>	4,5W-LED	62	6500 - 7000	✓		✓	590,-

NEW Nuevo modelo

✓ = Incluido en el suministro

○ = Opción

Iluminación de cuello de cisne KERN OZB-IF



OZB-A4515



OZB-A4512



OZB-A4531



OZB-A4532



OZB-A4533


Modelo	Descripción del artículo	Largo	Intensidad de la iluminación	Temperatura del color	Puede atenuar	Precio sin IVA ex fábrica €
KERN		mm		K		
OZB-A4515	Cuello de cisne doble LED	300	6W	5600 - 6300	✓	160,-
OZB-A4512	Fuentes de luz fría halógena	-	24V/150W	3150 - 3200	✓	290,-
OZB-A4531	Cuello de cisne simple	490	En combinación con OZB-A4512			175,-
OZB-A4532	Cuello de cisne doble	490				245,-
OZB-A4533	Cuello de cisne con luz anular	900				350,-

✓ = Incluido en el suministro

○ = Opción

KERN – 170 años de tradición e innovación

KERN es una empresa independiente y dirigida por la octava generación de la familia propietaria; todo un símbolo de calidad y fiabilidad al servicio del cliente.



1844

Fundación de la empresa. Se producen las primeras balanzas de precisión



1863

El orgulloso Sr. Gottlieb Kern acompañado del personal de su taller



1880

Balanza de farmacia con Aesculap



1923

Inflación – KERN paga los salarios con dinero impreso en la propia empresa



1980

La balanza electrónica sustituye a la balanza mecánica



1994

Laboratorio acreditado por DKD (ISO 17025)



2000

Nueva locación de la empresa en Balingen (Alemania)



2002

Certific. del sistema de gestión de calidad existente de acuerdo con la norma DIN EN ISO 9001:2000



2007

Autorización para la fabricación de productos médicos (DIN EN 13485 y 93/42/CEE)



2008

Autorización para homologación inicial del fabricante (2009/23/CE)



2009

Autorización para la fabricación y la distribución de medidores de altura (DIN EN 13485 y 93/42/CEE)



2012

Organismo de calibración para balanzas no automáticas y pesas de control.

Lanzamiento del nuevo portal para clientes www.kern-sohn.com



2014

Ampliación de la gama de productos con instrumentos ópticos (microscopios y refractómetros)



2015

Inauguración Ziegelei 2.0 con almacén de estantes altos controlados por ordenador



2017

Con KERN en el futuro digital: Ampliación de la serie de modelos compatibles con la Industria 4.0, así como servicios relacionados

KERN & SOHN GmbH Microscopios y Refractómetros

Ziegelei 1
72336 Balingen
Alemania

Tel. +49 [0] 7433 9933-0
Fax +49 [0] 7433 9933-146

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

