

SAUTER 281-051-001

KERN

Indicatore scorrevole per bilancia a molla (300 g - 2500 g)



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Indicatore scorrevole

Design

Dimensioni (L×P×A)	13×13×8 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	13×12×7 mm
Materiale	plastica
Materiale alloggiamento	plastica

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	15×15×8 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761001978
Numero merceologico	84239010
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

