

SAUTER 281-151-001

KERN

Gancio per bilancia a molla



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Gancio

Design

Dimensioni (L×P×A)	35×20×2 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	35×20×2 mm
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	35×20×2 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761002029
Numero merceologico	84239010
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

