

KERN 281-151-002

Pince pour balance à ressort < 2500 g

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Technique de mesure
Groupe de produit	Pince

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	30×15×10 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	30×15×10 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	acier

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	30×15×10 mm
Poids net	0,00217 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg

Pictogrammes

STANDARD

