

# SAUTER 281-151

**KERN**

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg



## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×26×17 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	281

## Sistema di misura

Portata [Max]	30 g
Divisione [d]	0,25 g
Risoluzione	120
Unità preimpostata	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12×12 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12×12 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Lunghezza a vuoto (l [Min])	220 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	300 mm
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
---	---------