

KERN 281-201

KERN

Balanza de resorte mecánica y precisa con carcasa robusta de aluminio y una lectura en g/kg



Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	225×12×12 mm
Peso neto	0,025 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de fuerza
Grupo de producto	Balanza de resorte (Escala de g/kg)
Familia de productos	281

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]	60 g
Lectura [d]	0,5 g
Resolución	120
Unidad predefinida	g
Tolerancia (% de [Max])	0,3%

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	225×12×12 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	225×12×12 mm
Carcasa diámetro (Ø)	12 mm
Material de carcasa	aluminio
Material gancho de carga	acero inoxidable
Longitud sin carga (l [Min])	220 mm
Longitud con carga (l [Max])	300 mm
Suspensión de la carga (fuerza de tracción)	Pinza

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-100
--	---------