

SAUTER 281-401

KERN

Precise bilancia a molla meccanica con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in g/kg



Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×26×17 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per forze
Gruppo di prodotti	Bilance a molla (Scala g/kg)
Famiglia di prodotti	281

Sistema di misura

Portata [Max]	300 g
Divisione [d]	2 g
Risoluzione	150
Unità preimpostata	g
Tolleranza (% da [Max])	0,3%

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×12×12 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	225×12×12 mm
Alloggiamento diametro (Ø)	12 mm
Materiale alloggiamento	alluminio
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Lunghezza a vuoto (l [Min])	225 mm
Lunghezza caricata (l [Max])	325 mm
Sollevamento carichi (forza di trazione)	Pinza

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-100
---	---------