

# SAUTER 281-401

**KERN**

Balanças de mola mecânicas precisas com caixa robusta de alumínio com leitura em g/kg



Dimensões da embalagem (L×P×A) 230×26×17 mm

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,05 kg

Peso de envio 0,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	281

## Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	300 g
Leitura [d]	2 g
Resolução	150
Unidade pré-ajustada	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12×12 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12×12 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12 mm
Material da caixa	alumínio
Material gancho de carga	aço inox
Comprimento sem carga (c [Min])	225 mm
Comprimento carregado (c [Max])	325 mm
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
---	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----