

SAUTER 281-451

KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Dimensions emballage (L×P×H)	232×26×18 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	281

Système de mesure

Portée [Max]	600 g
Lecture [d]	5 g
Résolution	120
Unité pré-réglée	g
Tolérance (% de [Max])	0,3%

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12×12 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12×12 mm
Boîtier diamètre (Ø)	12 mm
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox
Longueur sans charge (l [Min])	225 mm
Longueur en charge (l [Max])	325 mm
Support de charge (force de traction)	Pince

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-100
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----