

KERN 281-451

KERN

Balanças de mola mecânicas precisas com caixa robusta de alumínio com leitura em g/kg



Dimensões da embalagem (L×P×A) 232×26×18 mm

Peso líquido 0,032 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,05 kg

Peso bruto aprox. 0,05 kg

Peso de envio 0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	281

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	600 g
Leitura [d]	5 g
Resolução	120
Unidade pré-ajustada	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12×12 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12×12 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12 mm
Material da caixa	alumínio
Material gancho de carga	aço inox
Comprimento sem carga (c [Min])	225 mm
Comprimento carregado (c [Max])	325 mm
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
---	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
------------------------	-----