

# SAUTER 281-752

**KERN**

Nauwkeurige, mechanische veerbalansen in robuuste aluminium behuizing met g/kg afleesinrichting



Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

<b>Productinformatie</b>	
GTIN/EAN-nummer	404576 1002 111
Goedereencode	84238 180
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeter
Productgroep	Veerbalanse (g/kg-schaalverdeling)
Productfamilie	281

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	2500 g
Afleesbaarheid [d]	20 g
Resolutie	125
Tolerantie (% van [Max])	0,3%
Vooraf ingestelde eenheid	g

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×12×12 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	225×12×12 mm
Behuizing diameter (Ø)	12 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal
Lengte onbelast (l [Min])	225 mm
Lengte belast (l [Max])	325 mm
Lastopname (trekkracht)	Haak

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-100
---------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×26×17 mm