

# KERN 281-890

Druck-Set für Federwaage (300 - 2500 g)

**KERN**



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Druckset

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	295×19×19 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	295×19×19 mm
Material	Stahl
Material Gehäuse	Aluminium

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	295×19×19 mm
Nettogewicht	0,04 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-100
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

STANDARD

