

SAUTER 285-102

KERN

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Services

Numéro d'article pour étalonnage usine 961-101

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d
Dimensions emballage (L×P×H) 390×40×40 mm
Mode de livraison Service de colis
Poids net env. 0,40 kg
Poids brut env. 0,45 kg
Poids d'expédition 0,45 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque Sauter
Catégorie de produits Dynamomètre
Groupe de produit Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits 285

Système de mesure

Portée [Max] 10000 g
Lecture [d] 100 g
Résolution 100
Unité prééglée g
Tolérance (% de [Max]) 0,3%
Directions de force traction

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H) 370×32×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) 370×32×32 mm
Boîtier diamètre (Ø) 32 mm
Matériau boîtier aluminium
Matériau crochet de levage inox
Longueur sans charge (l [Min]) 370 mm
Longueur en charge (l [Max]) 510 mm
Support de charge (force de traction) Crochet

Alimentation en énergie

Alimentation fourni pas d'alimentation électrique, pas de batterie