

KERN 285-890

Druck-Set für Federwaage 285

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Druckset

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	360×27×27 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	360×27×27 mm
Material	Stahl
Material Gehäuse	Stahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	360×27×27 mm
Nettogewicht	0,108 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,141 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-100
-------------------------------------	---------

Piktogramme

STANDARD

