


KERN 285-893

Aanpassingsset voor veerbalansen (50 – 500 N)

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Accessoires voor veerbalansen

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	40×10×10 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	40×10×10 mm
Materiaal behuizing	edelstaal

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	40×40×10 mm
Nettogewicht	0,036 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

