


KERN 285-893

Conjunto de ajuste para balanças de mola (50 - 500 N)

KERN



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Tecnologia de medição
Grupo de produto	Acessórios para dinamômetros

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	40×10×10 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	40×10×10 mm
Material da caixa	aço inox

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	40×40×10 mm
Peso líquido	0,036 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

