

# KERN 287-100

**KERN**

Medição mecânica de peso e de força com mola de qualidade para grande duração



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	287

## Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	10 g
Leitura [d]	0,1 g
Resolução	100
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12,2 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço inox
Comprimento sem carga (c [Min])	225 mm
Comprimento carregado (c [Max])	330 mm
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

## Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
---	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×26×17 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

