

KERN 287-110

KERN

Medição mecânica de peso e de força com mola de qualidade para grande duração



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×26×17 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Dinamómetro
Grupo de produto	Dinamómetro (Escala de g/kg)
Família de produto	287

Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	1000 g
Leitura [d]	10 g
Resolução	100
Unidade pré-ajustada	g
Unidades de medição	g
Tolerância (% de [Max])	0,3%

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	225×12,5×12,5 mm
Caixa diâmetro (Ø)	12,2 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço inox
Comprimento sem carga (c [Min])	225 mm
Comprimento carregado (c [Max])	330 mm
Suspensão da carga (força de tração)	Grampo

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-100
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517