

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 303-02

Juego de pesas, E1, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-020-100	Estuche para pesa de madera 313-020-100 (para valores nominales 1 mg - 50 g para clases E1+E2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-710	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-710
962-201R	Recalibración DAkks 962-201R
963-201	Certificado de calibración DAkks 963-201

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables