

# KERN 303-02

# KERN

Juego de pesas, E1, 1 mg - 50 g, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de madera



## Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera 313-020-100

## Pictogramas

### STANDARD



1 DAY

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	303

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E1

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	152×152×66 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	Acero inoxidable pulido
Número de pesos	20
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-201
---	---------

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×140×65 mm
Peso neto	0,78 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,78 kg