

# KERN 303-02

**KERN**

Gewichtenset, E1, 1 mg - 50 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-020-100

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Merk             | KERN              |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep     | OIML E1           |
| Productfamilie   | 303               |

## Meetsysteem

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 50 g |
| OIML-conform                  | ✓           |
| Testgewicht OIML klasse       | E1          |

## Ontwerp

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Afmetingen (B×D×H)    | 152×152×66 mm             |
| Bouwworm gewicht      | Knop                      |
| Materiaal             | Roestvrij staal gepolijst |
| Aantal gewichten      | 20                        |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist        |

## Diensten

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-201 |
|-------------------------------------|---------|

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden                   | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 150×140×65 mm |
| Nettogewicht                  | 0,78 kg       |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,80 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,80 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,78 kg       |