

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 303-024

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-052-400	Kunststoff-Koffer 313-052-400 (für Nennwerte bis 500 g für Klassen E1 - M3 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-710	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-710
962-201R	DAkKS-Rekalibrierung 962-201R
963-201	DAkKS-Kalibrierschein 963-201

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage