

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 303-026

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-020-600	Aluminium-Gewichtsetui 313-020-600 (für Nennwerte 1 mg - 50 g für Klassen E1 - M1 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-710	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-710
962-201R	DAkKS-Rekalibrierung 962-201R
963-201	DAkKS-Kalibrierschein 963-201

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage