

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 303-026

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 50 g, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-020-600	Caixa de peso em alumínio 313-020-600 (para valores nominais 1 mg - 50 g para classes E1 - M1 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-710	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-710
962-201R	Recalibração DAkKS 962-201R
963-201	Certificado de calibração DAkKS 963-201

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis