

# KERN 303-026

**KERN**

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-201
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-020-600
--------------------------------	-------------