

KERN 303-026

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 50 g, Botão, Aço inox polido, em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	303

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×120×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	Aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-201
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×120×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	313-020-600
------------------------------------	-------------