

Produktbroschüre

07.08.2026

KERN 303-03

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



MERKMALE

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
313-030-100	Holz-Gewichtsetui 313-030-100 (für Nennwerte 1 mg - 100 g für Klassen E1+E2 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-711	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-711
962-202R	DAkKS-Rekalibrierung 962-202R
963-202	DAkKS-Kalibrierschein 963-202

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage