

# KERN 303-03

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-030-100

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	303

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-202
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg