

# KERN 303-03

# KERN

Gewichtenset, E1, 1 mg - 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-030-100

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	303

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst
Aantal gewichten	21
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-202
-------------------------------------	---------

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg