

KERN 303-03

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 100 g, Botão, Aço inox polido, numa caixa de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 313-030-100

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	303

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	Aço inox polido
Número de pesos	21
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-202
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	152×152×66 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg