

KERN 303-034

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg - 100 g, Bouton, inox poli, dans un étui en plastique



Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 313-052-400

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761291560

Numéro de marchandise 84239090

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

Système de mesure

Poids de contrôle OIML classe	E1
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Nombre de poids	21
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkks	963-202
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg