

KERN 303-036

KERN

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML E1 |
| Produktfamilie | 303 |

Messsystem

| | |
|------------------------|--------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 100 g |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E1 |

Bauform

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 165×125×75 mm |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl poliert |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-202 |
|--------------------------------------|---------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 165×125×75 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,65 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,90 kg |
| Versandgewicht | 0,9 kg |

Optionale Etuis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Etui - Aluminium Artikelnummer | 313-030-600 |
|--------------------------------|-------------|