

KERN 303-036

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg - 100 g, Bouton, Inox poli, dans un boîtier en aluminium



Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-030-600

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML E1 |
| Famille de produits | 303 |

Système de mesure

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Poids de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 100 g |
| OIML-conforme | ✓ |
| Poids de contrôle OIML classe | E1 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Dimensions (L×P×H) | 165×125×75 mm |
| Forme poids | Bouton |
| Matériau | Inox poli |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |

Services

| | |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 963-202 |
|--|---------|

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 165×125×75 mm |
| Poids net | 0,65 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,65 kg |
| Poids brut env. | 0,90 kg |
| Poids d'expédition | 0,9 kg |