

# KERN 303-036

**KERN**

Conjunto de pesos, E1, 1 mg - 100 g, Botão, Aço inox polido, em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	303

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E1

### Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×125×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	Aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-202
--	---------

### Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×125×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg

### Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	313-030-600
------------------------------------	-------------