

KERN 303-04

KERN

Juego de pesas, E1, 1 mg - 200 g, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de madera



Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera 313-040-100

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	303

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	152×152×66 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	Acero inoxidable pulido
Número de pesos	23
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-203
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	152×152×66 mm
Peso neto	1,27 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,27 kg