

# KERN 303-04

**KERN**

Jeu de poids, E1, 1 mg - 200 g, Bouton, Inox poli, dans une caisse en bois



## Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 313-040-100

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 200 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Nombre de poids	23
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-203
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	152×152×66 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,27 kg